

# CORONAVÍRUS SARS-CoV-2, ANTICORPOS IgG E IgM (TR)

IMUNOLOGIA



Imunoensaio cromatográfico rápido para realizar a detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM para SARS-CoV-2 em amostra de sangue, incluindo capilar. O teste deve ser realizado, preferencialmente, após o 12º dia do início dos sintomas.



BRASIL  
APOIO  
MEDICINA DIAGNÓSTICA

<b>NOME DO EXAME</b>	CORONAVÍRUS SARS-CoV-2, ANTICORPOS IgG E IgM (TR)
<b>CÓDIGO</b>	VID (COVID19R)
<b>SINÔNIMOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SARS-CoV-2, anticorpos IgG e IgM teste rápido</li> <li>• COVID-19, detecção anticorpos IgG e IgM teste rápido</li> <li>• COVID-19, teste imunocromatográfico para anticorpos</li> </ul>
<b>INSTRUÇÕES DE PREPARO</b>	Não se aplica
<b>MATERIAL DE COLETA</b>	Sangue total, soro, plasma ou sangue capilar
<b>VOLUME MÍNIMO DE COLETA</b>	Tubo de coleta: 1,0 mL
<b>INSTRUÇÕES DE COLETA</b>	Se sangue venoso, tubo de coleta Se sangue capilar, punção digital
<b>MEIOS E CONDIÇÕES DE ENVIO DA AMOSTRA</b>	Não se aplica
<b>INSTRUÇÕES DE ESTABILIDADE</b>	As amostras de soro e plasma podem ser armazenadas entre 2°C e 8°C até 7 dias
<b>PRAZO DE LIBERAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME</b>	Varia de acordo com o contrato



<b>MÉTODO</b>	Imunoensaio Cromatográfico Rápido
<b>VALOR DE REFERÊNCIA</b>	Não Reagente
<b>INSTRUÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE</b>	Não se aplica
<b>INSTRUÇÕES DE REJEIÇÃO DA AMOSTRA</b>	Não se aplica



BRASIL  
**APOIO**  
MEDICINA DIAGNÓSTICA

**Contato:**

✉ [comercial@brasilapoio.com.br](mailto:comercial@brasilapoio.com.br)  
🌐 [brasilapoio.com.br](http://brasilapoio.com.br)  
📷 [/brasilapoio](#)

**Responsável Técnico:** Débora Ramadan | CRBM 10.016 • **Responsável Médico:** Dra. Eliana Borges N. Rodrigues | CRM 40.097

**Gerente Médica:** Dra. Soraya S. Andrade | CRM 96.091