

TESTE RÁPIDO PARA ANTÍGENO COVID-19 – SARS-CoV-2 (IC)



Teste Rápido de Antígeno da COVID-19 é um imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos antígenos do SARS-CoV-2 presentes na nasofaringe humana. Este teste deve ser realizado até o 7º dia do início dos sintomas.



NOME DO EXAME	TESTE RÁPIDO PARA ANTÍGENO COVID-19 – SARS-CoV-2 (IC)
CÓDIGO	TRD (ICOVAGT)
SINÔNIMOS	<ul style="list-style-type: none"> • Teste Rápido para Antígeno Coronavírus • COVID-19 Antígeno • Teste Antígeno SARS-CoV-2
INSTRUÇÕES DE PREPARO	Jejum não obrigatório
MATERIAL DE COLETA	Swab nasofaríngeo
VOLUME MÍNIMO DE COLETA	1 swab
INSTRUÇÕES DE COLETA	Coletar o swab de nasofaringe de uma única narina e introduzir no recipiente com tampão de extração
MEIOS E CONDIÇÕES DE ENVIO DA AMOSTRA	Não se aplica
INSTRUÇÕES DE ESTABILIDADE	Não se aplica
PRAZO DE LIBERAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME	Varia de acordo com o contrato

MÉTODO	Imunoensaio cromatográfico rápido
VALOR DE REFERÊNCIA	Negativo
INSTRUÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE	Não se aplica
INSTRUÇÕES DE REJEIÇÃO DA AMOSTRA	Não se aplica



BRASIL
APOIO
MEDICINA DIAGNÓSTICA

Contato:

✉ comercial@brasilapoio.com.br
🌐 brasilapoio.com.br
📷 [/brasilapoio](#) [f](#) [in](#)

Responsável Técnico: Débora Ramadan | CRBM 10.016 • **Responsável Médico:** Dra. Eliana Borges N. Rodrigues | CRM 40.097

Gerente Médica: Dra. Soraya S. Andrade | CRM 96.091