

PESQUISA DE ANTÍGENO PARA CORONAVÍRUS SARS-CoV-2 (TR)

IMUNOLOGIA



Teste Rápido de Antígeno da COVID-19 é um imunoensaio por fluorescência para a detecção qualitativa dos antígenos do SARS-CoV-2 presentes na nasofaringe humana. Este teste deve ser realizado até o 7º dia do início dos sintomas.

NOME DO EXAME

PESQUISA DE ANTÍGENO PARA CORONAVÍRUS SARS-CoV-2 (TR)

CÓDIGO

TRC (TRCOVAG)



BRASIL
APOIO
MEDICINA DIAGNÓSTICA

SINÔNIMOS	<ul style="list-style-type: none"> • Teste Rápido para Antígeno Coronavírus • COVID-19 Antígeno • Teste Antígeno SARS-CoV-2
INSTRUÇÕES DE PREPARO	Jejum não obrigatório
MATERIAL DE COLETA	Secreção de nasofaringe
VOLUME MÍNIMO DE COLETA	1 swab
INSTRUÇÕES DE COLETA	Coletar o swab de nasofaringe de uma única narina e introduzir no recipiente com tampão
MEIOS E CONDIÇÕES DE ENVIO DA AMOSTRA	Não se aplica
INSTRUÇÕES DE ESTABILIDADE	Não se aplica
PRAZO DE LIBERAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME	Varia de acordo com o contrato
MÉTODO	Imunoensaio por fluorescência
VALOR DE REFERÊNCIA	Não Reagente

**INSTRUÇÕES
DE DISTRIBUIÇÃO
E TRANSPORTE**

Não se aplica

**INSTRUÇÕES
DE REJEIÇÃO
DA AMOSTRA**

Não se aplica



BRASIL
APOIO
MEDICINA DIAGNÓSTICA

Contato:

✉ comercial@brasilapoio.com.br

🌐 brasilapoio.com.br

📷 [/brasilapoio](#)

Responsável Técnico: Débora Ramadan | CRBM 10.016 • **Responsável Médico:** Dra. Eliana Borges N. Rodrigues | CRM 40.097

Gerente Médica: Dra. Soraya S. Andrade | CRM 96.091